

Моноклональное Антитело Против Cd35/Cr1 (Кроличье Mab) Для If, Ihc, Elisa - P17927

Артикул: CM0004104



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD35/CR1 (P17927). Валидировано для IF-P, IHC-P, mIHC и ELISA. Полезно для исследований рецепторов комплемента, клиренса иммунных комплексов и изучения проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD35/CR1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Вид	Человек
ID гена	1378
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1940-2039 человеческого CD35/CR1 (P17927)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17927
Молекулярная масса белка	224 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом