

Поликлональные Антитела К Cd35/Cr1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P17927

Артикул: CM0018688



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD35/CR1 (рецептор C3b/C4b, P17927). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Полезны для изучения системы комплемента, иммунного клиренса и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CD35/CR1
Примечания/Псевдонимы	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1378
GeneID	1378
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-550 человеческого CD35/CD35/CR1 (NP_000642.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17927
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	В ледяном пакете