

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd36 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Игх-П (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q08857

Артикул: CM0029031

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CD36, полученное с использованием рекомбинантного белка слияния, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Взаимодействует с CD36 мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот, воспаления и ангиогенеза. SWISS: Q08857.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD36 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAT; GPIV; Scarb3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	948
GeneID	12491
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-439 мышиного CD36 (NP_031669.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08857
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	В ледяном пакете