


Моноклональное Антитело Против Cd38 () Для Пцф - P28907

Артикул: CM0008039



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD38, конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на мультифункциональный трансмембранный гликопротеин CD38 (ADPRC1/cADPR1), участвующий в кальциевом сигналинге и адгезии иммунных клеток. Подходит для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против человеческого CD38
Примечания/Синонимы	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет