


Моноклональное Антитело Против Cd38 Для Проточной Цитометрии — P28907

Артикул: CM0010441



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD38, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований CD38-опосредованной передачи сигналов, функций иммунных клеток и метаболической регуляции. Перекрёстная реактивность: человек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD38, мАб
Примечания/синонимы	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; молекула CD38
Вид	Человек
GeneID (человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Доставка	Ледяной пакет