


## Моноклональное Антитело Против Cd38 Для Wb, Ihc-P, Fc, Ифа — P28907

Артикул: CM0005077



### введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD38, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), проточной цитометрии (FC) и иммуноферментного анализа (ИФА). Распознает CD38 человека и яванского макака — многофункциональный фермент и рецептор, играющий ключевую роль в кальциевом сигналинге и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                              |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Название продукта         | CD38 кроличье моноклональное антитело |
| Примечания/синонимы       | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1               |
| Вид мишени                | Человек                               |
| ID гена (человек)         | 952                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                  |
| Источник                  | Кролик                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела               |
| Применение                | WB, IHC-P, FC, ИФА                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, яванский макак               |
| SWISS                     | P28907                                |
| Молекулярная масса белка  | 14 кДа/34 кДа                         |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом             |