


Поликлональные Антитела Против Cd38 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P28907

Артикул: CM0019898



введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против CD38, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с Human, Mouse, Rat. Нацелены на ADP-рибозилциклазу/гидролазу циклического ADP-рибозы 1 для исследований в области иммунологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CD38
Примечания/Псевдоним	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Вид	Человек
ID гена (Человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащая последовательность, соответствующую аминокислотам 181-300 человеческого CD38 (NP_001766.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28907
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом