


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd38 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Проточной Цитометрии, Elisa - P56528

Артикул: CM0006482



введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD38, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, проточной цитометрии, ELISA. Нацелено на ADP-рибозилциклазу/циклическую ADP-рибозилгидролазу 1, участвующую в кальциевой сигнализации и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к CD38
Примечания/Альтернативные названия	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	952
ID гена (Мышь)	12494
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-304 мышиного CD38 (NP_031672.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, проточная цитометрия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом