


Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Cd38 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Артикул: CM0013586



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого CD38, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает эндогенный CD38 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения активности АДФ-рибозилциклазы, кальцевой сигнализации и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD38 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Вид	Человек
GeneID (Человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (NP_001766.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28907
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом