

Моноклональное Антитело К Cd39/Entpd1 Для Проточной Цитометрии (Fc) И Ифа (Elisa) - P49961

Артикул: CM0009321

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к белку CD39/ENTPD1 человека — эктонуклеотидазе, гидролизующей АТФ/АДФ. Подходит для проточной цитометрии (FC) и ИФА, используется в исследованиях тромбоза и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD39/ENTPD1
Примечания/Синонимы	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	953
ID гена	953
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-442 CD39/ENTPD1 человека (NP_001767.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49961
Молекулярная масса	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом