

Поликлональные Антитела Против Cd3D Для Вб, Ифа - P04235

Артикул: CM0023415

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против мышинного CD3d, валидированные для вестерн-блота и ИФА. Подходит для изучения сигналинга Т-клеточных рецепторов и адаптивного иммунитета на мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3d кроличьи ппАт
Примечания/Синонимы	T3d; CD3d
Вид	Мышь
ID гена	12500
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 15-115 мышинного CD3d (NP_038515.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет