

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd3D Для Вб, Иф-П, Цк, Ифа — P04234

Артикул: CM0008410



введение

Высокоэффективное моноклональное антитело кролика против человеческого CD3D, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, проточной цитометрии и ИФА. Распознает дельта-цепь CD3 с молекулярной массой 19 кДа (P04234), участвующую в сигналинге Т-клеточных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD3D
Примечания/Синонимы	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
Вид	Человек
ID гена (человек)	915
ID гена	915
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 72-171 человеческого CD3D, P04234)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04234
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовой пакет