

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd3D Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P04234

Артикул: CM0018477



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD3D, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают CD3D в образцах человека и крысы. Подходят для исследования сигналинга Т-лимфоцитов и разработки диагностических иммунных анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD3D кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Вид	Человек
GenelD (человек)	915
GenelD	915
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22-105 человеческого CD3D (NP_000723.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04234
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Айс-пак