

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3E Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Elisa - P07766

Артикул: CM0002554

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD3E, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Является частью комплекса TCR-CD3, необходимого для активации Т-клеток. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3E Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Вид	Человек
ID гена	916
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФ-Р, ИГХ-Р, мультиплексная ИГХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом