

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd3E Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa — P07766

Артикул: CM0021362



введение

CD3E Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против эпсилон-цепи человеческого CD3 (aa 1-126). Подходит для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC и ELISA. Реактивно с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3E кролик pAb
Примечания/Алиасы	Т3Е; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Вид	Человек
GeneID (человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-126 человеческого CD3E (NP_000724.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет