

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3G Для Вестерн-Блоттинга — P09693

Артикул: CM0006237



введение

Кроличье моноклональное антитело против CD3G — это кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD3G (P09693). Подходит для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА, зарегистрирована перекрестная реактивность с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга Т-клеточных рецепторов и функции иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD3G
Примечания/Синонимы	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Вид организма антигена	Человек
ID гена (человек)	917
ID гена	917
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09693
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом