

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Cd3G Для Вб, Ифа - P09693

Артикул: CM0019561



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD3G, подходящие для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Распознают гамма-цепь гликопротеина CD3 поверхности Т-клеток, ключевой компонент комплекса TCR-CD3, участвующий в адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3G кроличьи пА
Примечания/Синонимы	Т3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Вид	Человек
ID гена (человек)	917
ID гена	917
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-116 человеческого CD3G (NP_000064.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09693
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим льдом