

Кроличье Моноклональное Антитело Против CD3H (Cd247) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P20963

Артикул: CM0002047



введение

Кроличье моноклональное антитело CD3H, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелено на Т-клеточный поверхностный гликопротеин CD3 дзета-цепь (CD247). Подходит для исследований передачи сигналов в Т-клетках и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CD3H
Примечания/Альтернативные названия	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	919
GeneID	919
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-164 человеческого CD3H (NP_932170.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20963
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом