

## Поликлональное Антитело Кролика Против Cd3H Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Артикул: CM0024573



### введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD3H (CD3 дзета, CD247) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Связывается с сигнальной субъединицей TCR-CD3 комплекса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CD3H Кроличье pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)                   | 919                                                                                                                                                       |
| GeneID                             | 919                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-164 человеческого CD3H (NP_932170.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/IC), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                              | P20963                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 19 кДа                                                                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                         |