

Моноклональное Антитело К Cd4 Для Проточной Цитометрии — P01730

Артикул: CM0009694



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD4 (T4/Leu-3) для проточной цитометрии. Реагирует с антигеном человека и циномолгуса. Молекулярная масса ~51 кДа. Идеально подходит для иммунофенотипирования Т-хелперов и исследований ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD4 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
ИД гена (человек)	920
ИД гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник