

Моноклональное Антитело Против Cd4, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P01730

Артикул: CM0005343



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD4, конъюгированное с флуорофором , валидированное для проточной цитометрии (ПЦ) для детекции Т-хелперов и других иммунных клеток с экспрессией CD4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD4, mAb
Примечания/алиасы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С пакетом со льдом