

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Артикул: CM0013529



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD4, нацеленное на аминокислоты 26-200. Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально для изучения иммунного ответа Т-клеток и взаимодействия с ВИЧ. Uniprot: P01730.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-200 человеческого CD4 (NP_000607.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом