

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd4 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Артикул: CM0023821

введение

Кроличья поликлональная антитело к CD4 (pAb) валидирована для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; детектирует CD4 человека и мыши. Идеально подходит для исследований Т-хелперов, макрофагов и NK-клеток, включая изучение иммунного ответа и сигналинга TCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD4 кроличья pAb
Примечания/Альясы	L3T4; Ly-4; CD4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Хладоэлемент