

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Cd4 Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Артикул: CM0009256

введение

Кроличье моноклональное антитело к CD4 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Детектирует CD4 человека, мыши, яванского макака. Важно для исследований Т-хелперных клеток и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD4 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь/Человек
GeneID (Человек)	12504 / 920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, яванский макак (циномолгус)
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом