


Поликлональные Антитела Против Cd40 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Артикул: CM0015792



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CD40 (TNFRSF5). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным антигеном. Подходят для исследования В-клеток, иммунной сигнализации и злокачественных опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD40 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	958
ID гена	958
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 25-104 CD40 (NP_001241.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25942
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Хладоэлемент