


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd40 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P25942

Артикул: CM0006296



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD40 (TNFRSF5).
Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА.
Обнаруживает поверхностный антиген В-клеток CD40 — ключевой иммунный рецептор. Идеально подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CD40
Примечания/алиасы	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Вид	Человек
GeneID (человек)	958
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-193 человеческого CD40 (NP_001241.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25942
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С ледяным пакетом