


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd40 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Артикул: CM0014477



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD40 (TNFRSF5), валидированное для применения в WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Распознает CD40 человека и мыши, подходит для исследований В-клеток и карцином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD40 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	958
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность в пределах аминокислот 198-277 человеческого CD40 (NP_001241.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25942
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом