


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cd40L Для Wb И Elisa — P29965

Артикул: CM0017096



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого CD40L (CD154), валидированное для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с белком мыши. Надёжный инструмент для изучения костимуляции Т-клеток и активации В-клеток в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD40L Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Вид	Человек
ID гена	959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 113-261 человеческого CD40L (NP_000065.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P29965
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом