

Моноклональное Антитело Против Cd41/Itga2B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P08514

Артикул: CM0002153



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD41/ITGA2B (ITGA2B/GPIIb), 113 кДа, Swiss-Prot P08514. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П, ИФА. Идеально для исследований биологии тромбоцитов и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против CD41/ITGA2B
Примечания/Псевдонимы	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	3674
GeneID	3674
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD41/ITGA2B (P08514).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08514
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Сумка со льдом