

Поликлональное Антитело Против Cd41/Itga2B Для If/Icc, Elisa - P08514

Артикул: CM0018340



введение

Кроличье поликлональное антитело CD41/ITGA2B, валидированное для IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий интегрин альфа-IIb, рецептор мембраны тромбоцитов, участвующий в агрегации. Идеально для исследований тромбоза и гематологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD41/ITGA2B
Примечания/Альтернативные названия	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3674
ID гена	3674
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 160-260 человеческого CD41/ITGA2B (NP_000410.2)]
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08514
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом