

Поликлональное Антитело К Anti-Cd42A Для Wb, Elisa — P14770

Артикул: CM0021459



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD42a (GPIX) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Направлено против тромбоцитарного гликопротеина IX, участвующего в адгезии, опосредованной фактором Виллебранда, и гемостазе. Рекомбинантный иммуноген, 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD42a
Примечания/псевдонимы	GPIX; CD42a
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	2815
ID гена	2815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 17-140 человеческого CD42a (NP_000165.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14770
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сухой лед