

Антитело Против Cd42D (Gpv) Кролика Поликлональное Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40197

Артикул: CM0026416

введение

Это поликлональное антитело кролика против CD42d обнаруживает человеческий и мышиный GPV для Вестерн-блоттинга и ИФА. GPV — это тромбоцитарный рецептор, опосредующий адгезию, зависимую от vWF, критически важный для исследований гемостаза и разработки МДВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD42d кролика pAb
Примечания/Псевдоним	GPV; CD42d
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2814
ID гена	2814
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-477 человеческого CD42d (NP_004479.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40197
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом