

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd43 Для Ihc-P И Elisa - P16150

Артикул: CM0011789

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело CD43, валидированное для IHC-P и ELISA. Специфично к человеческому лейкосиалину, ключевому регулятору функций Т-клеток. Идеально для иммунологических и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD43 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6693
ID гена	6693
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD43 (NP_003114.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16150
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом