


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd44 (Валидировано По Ко) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa — P16070

Артикул: CM0002028



### введение

Валидированное по нокауту (KO) кроличье моноклональное антитело против CD44 для анализа образцов человека. Идеально подходит для приложений WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Распознает антиген CD44 — ключевой рецептор, участвующий в клеточной адгезии, миграции и хоминге лимфоцитов. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [Валидированное по KO] Кроличье моноклональное антитело против CD44                                                                   |
| Примечания/Синонимы       | IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 960                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 960                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-178 белка CD44 человека (NP_000601.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                               |
| SWISS                     | P16070                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 82 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                       |