

Моноклональное Антитело Anti-Cd44 Для Проточной Цитометрии — P15379

Артикул: CM0011675



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против CD44 мыши (Ly-24/Pgp-1). Подходит для проточной цитометрии. Реагирует с мышиным антигеном. Целевая молекулярная масса — 85 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-CD44 мАт против CD44 мыши
Примечания/синонимы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	960
Идентификатор гена	12505
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–176 CD44 мыши (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом