


Поликлональные Антитела Против Cd44 Для Wb, Elisa - P16070

Артикул: CM0012988



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD44 для WB и ELISA. Обнаруживают белок 82 кДа, перекрестная реакция с мышью. Рекомбинантный иммуноген. Подходят для исследований клеточной адгезии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD44 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Вид	Человек
ID гена (Человек)	960
ID гена	960
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16070
Молекулярный вес белка	82 кДа
Доставка	Сумка со льдом