


Поликлональное Антитело Против Cd44 (Валидировано На Нокауте) Для Вестерн Блоттинга, Игх-Парафинов, Иф/Ицх, Elisa - P16070

Артикул: CM0014875



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CD44 (валидировано на нокауте) для вестерн-блоттинга, ИГХ-парафинов, ИФ/ИЦХ и ELISA. Распознает человеческий и мышиный CD44, ключевой рецептор клеточной адгезии в исследованиях рака и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Кроличье пАт к CD44
Примечания/Альтернативные названия	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
Вид	Человек
GeneID (Человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-178 человеческого CD44 (NP_000601.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафины, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16070
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом