


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Cd44 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P16070

Артикул: CM0006514



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD44, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и хоуминга лимфоцитов. Реагирует с человеческим CD44; рекомбинантный иммуноген охватывает аминокислоты 20–178.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD44 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Вид	Человек
GeneID (человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–178 человеческого CD44 (NP_000601.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16070
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом