


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Cd44 Polymab® — P15379

Артикул: CM0010480



введение

Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD44 (Swiss P15379). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышиным и крысиным белком. Распознает гликопротеин с молекулярной массой 40–86 кДа, участвующий в клеточной адгезии и хоминге лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD44 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	40-86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с