

Моноклональное Антитело Против Cd45 Для Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa — P08575

Артикул: CM0004253



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD45 (LCA, T200), подходит для Вестерн-блота, иммуногистохимии, мультиплексной ИHC и ELISA. Валидировано для детекции общего лейкоцитарного антигена в научных и диагностических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD45
Примечания/алиасы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 194-390 человеческого CD45 (NP_002829.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	147 кДа
Доставка	Холодовой пакет