

Поликлональное Антитело Anti-Cd45 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P08575

Артикул: CM0019503



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD45 (LCA, T200), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD45 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194–390 человеческого CD45 (NP_002829.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	147 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом