

Моноклональное Кроличье Антитело Против Cd45 Для Fc И Ифа — P08575

Артикул: CM0012581



введение

Моноклональное кроличье антитело против CD45 (клон mAb) специфически распознаёт человеческий CD45 (PTPRC, общий лейкоцитарный антиген). Валидировано для проточной цитометрии и ИФА. Подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело CD45
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131 кДа/136 кДа/141 кДа/143 кДа/147 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом