

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd45 Для Иф/Мкк, Игх-П, Пц, Ифа - P06800

Артикул: CM0007276

введение

CamelBio предлагает кроличьи моноклональные антитела против CD45, валидированные для образцов мыши в методах ИФ/МКК, ИГХ-П, ПЦ и ИФА. Рекомбинантный иммуноген нацелен на белок CD45 массой 145 кДа (P06800).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против CD45
Примечания/Псевдоним	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКК, ИФ-Ф, ИГХ-П, ПЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярный вес белка	145 кДа
Доставка	Сумка-холодильник