

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Cd45 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - P08575

Артикул: CM0005809



введение

Кроличьи моноклональные антитела к CD45 (PTPRC), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Нацелены на рецепторную тирозиную протеинфосфатазу С человека, необходимую для активации Т-клеток и функции лейкоцитов. Подходят для исследований в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD45 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194-390 человеческого CD45 (NP_002829.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярный вес белка	147 кДа
Доставка	Сумка со льдом