

Кроличьи Поликлональные Антитела К Cd45 Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa — P08575

Артикул: CM0016545



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CD45 человека (LCA, B220, LY5). Подходят для методов WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA; перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований активации Т-клеток, иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD45 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 611-730 CD45 человека (NP_002829.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08575
Молекулярная масса	147 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет