

Кроличий Polymab® Против Cd45 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P08575 / P06800

Артикул: CM0011088



введение

Кроличий CD45 PolymAb® представляет собой рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против CD45 человека/мыши (P08575/P06800). Валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, оно предназначено для исследований биологии лейкоцитов и иммунодиагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий CD45 PolymAb®
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Виды	Человек/мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID (мышь)	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD45 человека/мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P08575/P06800
Молекулярная масса белка	180–240 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом