

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd45Ra Для Ihc-P, Elisa - P08575-8

Артикул: CM0006825

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD45RA (изоформа 6, RTPRC). Валидировано для применения в ИHC-P и ELISA; подходит для исследования лейкоцитарных антигенов и разработки диагностических продуктов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD45RA
Примечания/Синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 26–482 человеческого CD45RA (P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом