

## Моноклональное Антитело Anti-Cd45Rb Для Вестерн-Блоттинга - P08575-9

Артикул: CM0008294

### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD45RB, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФ-П (IF-P), ИГХ-П (IHC-P), проточной цитометрии (FC) и ИФА (ELISA). Специфически обнаруживает изоформу 7 рецепторной тирозин-протеинфосфатазы C (CD45RB). Идеально подходит для проточной цитометрии и иммуногистохимии в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD45RB Rabbit mAb                                              |
| Примечания/Псевдоним      | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB |
| Вид                       | Человек                                                        |
| GenelD (Человек)          | 5788                                                           |
| GenelD                    | 5788                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                           |
| Источник                  | Кролик                                                         |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                        |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                             |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                        |
| SWISS                     | P08575-9                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 135кДа                                                         |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                   |