

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd45Rb Для Вестерн-Блоттинга, Иф, Ифа - P08575-9

Артикул: CM0022439

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD45RB (изоформа 7 РТПРС), подходящее для Вестерн-блоттинга, ИФ и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для иммунодетекции общего лейкоцитарного антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD45RB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-463 человеческого CD45RB (XP_006711537.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08575-9
Молекулярный вес белка	135кДа
Доставка	В ледяном пакете