

Моноклональное Антитело Против Cd45Ro () Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0004772



введение

Мышинное моноклональное антитело против человеческого CD45RO, меченное . Валидировано для проточной цитометрии, это антитело распознает изоформу общего лейкоцитарного антигена, критически важную для активации Т-клеток и идентификации памяти Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное антитело против человеческого CD45RO, клональное
Примечания/Синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид реагирования	Человек
ID гена	5788
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	С холодильным пакетом